

Anleitung SpaBalancer pH-Tester

Bedienung

1 Entfernen Sie die Abeckkappe.

Schalten Sie das Gerät am oberen Schalter ein.

3 Kalibrieren Sie das Gerät.(unbedingt bei der Inbetriebnahme. Dann alle 4 Wochen)

4 Zum Messen tauchen Sie die Messdiode des pH-Testers in das Wasser und rühren Sie ihn etwas. Lassen Sie ihn so lange eingetaucht, bis sich die Werte im Display nicht mehr ändern.

5 Nach dem Messen schließen Sie den Deckel über der feuchten Messdiode. Die Messdiode soll nicht austrocknen.

Schalten Sie das Gerät aus.

Kalibrierung

1 Schalten Sie den pH-Tester an.

2 Tauchen Sie die Messdiode in unsere Kalibrierlösung.

3 Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste "CAL". Wenn das Display 7,0 anzeigt ist der pH-Tester kalibriert.

4 Kalibrieren Sie den pH-Tester alle 4 Wochen.